

SONICflex

Úžasný univerzální instrument pro téměř jakoukoliv indikaci

Díky své univerzálnosti se KaVo SONICflex brzy stane jedním z Vašich nejčastěji používaných nástrojů. S více než 50 hroty, které lze rychle a jednoduše vyměnit pouhým otočením, se přizpůsobí Vašim požadavkům v celé řadě aplikací.

Jemná oscilace, ideální pro pacienty citlivé na bolest

Velmi široký rozsah indikací a použití pro šetrný přístup k ošetření

Nevyžaduje žádná další zařízení, stačí nasadit spojku KaVo MULTIflex nebo Sirona

SONICflex 2000 N

Násadec SONICflex 2000 N, s hrotem č. 5, bez světla
č. mat. 0.571.5020

SONICflex 2003

Sada SONICflex 2003 L s hroty č. 5/6/7, se světlem č. mat. 1.000.8333

Násadec SONICflex 2003 L, se světlem č. mat. 1.000.4243

Sada SONICflex 2003 s hroty č. 5/6/7, bez světla č. mat. 1.000.8334

Násadec SONICflex 2003, bez světla č. mat. 1.000.4246

SONICflex quick 2008

Sada SONICflex quick 2008 L, s hroty č. 5A/6A/7A, se světlem č. mat. 1.007.1604

Násadec SONICflex quick 2008 L, se světlem
č. mat. 1.005.9310

Sada SONICflex quick 2008 LS*, s hroty 5A/6A/7A, se světlem č. mat. 1.007.1605

Násadec SONICflex quick 2008 LS*, se světlem č. mat. 1.007.0540

Sada SONICflex quick 2008, s hroty 5A/6A/7A, bez světla č. mat. 1.007.1606

Násadec SONICflex quick 2008, bez světla č. mat. 1.005.9311

Násadec SONICflex quick 2008 S*, bez světla č. mat. 1.007.0541






*Hodí se na spojku Sirona click&go – registrovaná ochranná známka společnosti Sirona


Hroty SONICflex

Profylaxe

Odstranění velkých ploch zubního kamene:

-  Hrot pro odstraňování zubního kamene č. 5 | univerzální / 5: 0.571.5171 / 5A: 1.005.8949
-  Hrot pro odstraňování zubního kamene č. 6 | srpkový / 6: 0.571.5181 / 6A: 1.005.8950
-  Hrot pro odstraňování zubního kamene č. 7 | parodontální 7: 0.571.5191 / 7A: 1.005.8951

Odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene:


-  Hrot pro odstraňování zubního kamene č. 8 | parodontální, extra dlouhý. 8: 0.571.5371 / 8A: 1.006.1953

Důležité informace o číslech materiálů:

XX: Hrot pro SONICflex 2003/2000 (dlouhý závit)




XXA: Hrot pro SONICflex 2008 (krátký závit)

Odstranění plaku, čištění fisur, čištění dutin a příprava korunek:



-  Čistící hrot č. 48 48 0.571.0401 / 48A: 1.006.1982
-  Čistící kartáček č. 1 (5 ks): 0.571.0402
-  Čistící kartáček č. 2 (5 ks): 0.571.0412
-  Čistící kartáček č. 3 (5 ks): 0.571.0422
-  Čistící kartáček č. 4 (5 ks): 0.571.0432
-  Čistící kartáček č. 5 (5 ks): 0.571.0472
-  Čistící kartáček č. 6 (5 ks): 0.571.0482
-  Sada kartáčků: 0.571.0001 / A: 1.006.2026

Parodontologie



Jemné čištění kapes až do hloubky 9 mm:

-  **Pro oblast předních zubů, hladké povrchy:**
Paro (parodontální) hrot č. 60 | dlouhý, rovný hrot, zaoblený povrch
60: 0.571.7402 / 60A: 1.006.1934
-  **Pro premoláry, stoličky:**
Paro hrot č. 61 | šikmý hrot, levý, zaoblený povrch 61: 0.571.7412 / 61A: 1.006.1935
-  Paro hrot č. 62 | šikmý hrot, pravý, zaoblený povrch
62: 0.571.7422 / 62A: 1.006.1936
- Sada parodontálních hrotů č. 60 / 61 / 62
Sada: 0.571.0371 / sada A: 1.006.2020


Pro těžko přístupné furkace, umožňují přístup k aproximálním furkacím i v případě neporušených linií chrupu:

-  Hrot pro identifikaci kořenů č. 24 | kolénkový pupen, malý, levý, diamantová vrstva D25 24: 0.571.5621 / 24A: 1.006.1957
-  Hrot pro identifikaci kořenů č. 25 | kolénkový pupen, malý, levý, diamantová vrstva D25 25: 0.571.5631 / 25A: 1.006.1959

Čištění hladkých ploch a dutin:





-  Hrot pro identifikaci kořenů č. 26 | univerzální, pupen, malý, diamantová vrstva D25 26: 0.571.5641 / 26A: 1.006.1961
-  Hrot pro identifikaci kořenů č. 27 | univerzální, pupen, malý, diamantová vrstva D25 27: 0.571.5651 / 27A: 1.006.1963

Odstranění subgingiválního plaku a zubního kamene kolem implantátů:



-  Sada pro implantáty | klínové hroty, jednorázová plastová hlavička
Sada: 1.003.8167 / sada A: 1.006.2027
Implantační výplně (30 ks): 1.003.8168

Minimálně invazivní


Minimálně invazivní ošetření, pro vznikající kazы:

-  Mikro hrot č. 30 | malá polokoule, meziální, diamantová vrstva D46 30: 0.571.6811 / 30A: 1.006.1969
-  Mikro hrot č. 31 | malá polokoule, meziální, diamantová vrstva D46 31: 0.571.6801 / 31A: 1.006.1971
-  Mikro hrot č. 32 | velká polokoule, meziální, diamantová vrstva D46 32: 0.571.6831 / 32A: 1.006.1973
-  Mikro hrot č. 33 | velká polokoule, meziální, diamantová vrstva D46 33: 0.571.6821 / 33A: 1.006.1975
- Sada mikro hrotů č. 30 / 31 / 32 / 33 Sada: 0.571.0421 / sada A: 1.006.2023



Zkosení aproximálních hran dutiny:

-  Hrot pro zkosení hran č. 58 | meziální, diamantová vrstva D46 58: 0.571.7392 / 58A: 1.006.1988
-  Hrot pro zkosení hran č. 59 | meziální, diamantová vrstva D46 59: 0.571.7382 / 59A: 1.006.1990



Minimálně invazivní příprava fisur, bezbolestné otevírání štěrbin:

-  Uzavírací hrot č. 45 | kuželový, rovný hrot, průměr 0,5 mm, diamantová vrstva D46 45: 1.000.8323 / 45A: 1.007.1506

Velmi konzervativní, odstranění zubního kazu ultrazvukem, jemné:

-  Hrot Cariex D č. 42 | kulička, průměr 0,8 mm, diamantová vrstva D64 42: 1.000.7105 / 42A: 1.006.1980
-  Hrot Cariex D č. 43 | kulička, průměr 1,2 mm, diamantová vrstva D64 43: 1.000.7167 / 43A: 1.006.1981

Odstranění nejvíce kariózní tkáně vrstvu po vrstvě:

-  Hrot Cariex TC č. 71 | kulička, průměr 1,0 mm, tvrdý kov 71: 1.000.7362 / 71A: 1.006.2002
-  Hrot Cariex TC č. 72 | kulička, průměr 1,4 mm, tvrdý kov 72: 1.006.2004 / 72A: 1.000.7363

Výplně

Přesná preparace různých úhlů zkosení kolem okrajů po „hrubé preparaci“ rotačním instrumentem; to umožňuje kvalitnější zubní výplň:



Preparační zlatý hrot č. 49 | meziální, hroty s definovanými úhly sklonu: boční 60°, cervikální 30°, diamantová vrstva D46 49: 0.571.7212 / 49A: 1.006.1983



Preparační zlatý hrot č. 50 | distální, hroty s definovanými úhly sklonu: boční 60°, cervikální 30°, diamantová vrstva D46 50: 0.571.7222 / 50A: 1.006.1984

Přesná preparace různých úhlů zkosení kolem okrajů s postupnými úhlovými přechody z cervikálních do bočních okrajů:



Preparační keramický hrot č. 51 | meziální, hroty s definovanými úhly sklonu: boční 60°, cervikální 75°, diamantová vrstva D46 51: 0.571.7262 / 51A: 1.006.1985



Preparační keramický hrot č. 52 | distální, hroty s definovanými úhly sklonu: boční 60°, cervikální 75°, diamantová vrstva D46 52: 0.571.7272 / 52A: 1.006.1986

Dokonalé přizpůsobení dutinových příprav pro specifické procesy systémů CAD/CAM:



Preparační hrot CAM/CAD č. 34 | meziální, boční 30°, cervikální 90°, diamantová vrstva D46 34: 1.002.1984 / 34A: 1.006.1977



Preparační hrot CAM/CAD č. 35 | distální, boční 30°, cervikální 90°, diamantová vrstva D46 35: 1.002.1986 / 35A: 1.006.1979

Oddělení před preparací korunky, zaoblení ostrých přechodů s aproximální hranou při preparaci dutiny, anatomické tvarování aproximálních ploch kompozitních výplní, aproximální redukce skloviny při ortodoncii:



Čistící hrot č. 73 | plochý, meziální, diamantová vrstva D25 73: 1.011.2993 / 73A: 1.011.2994



Čistící hrot č. 74 | plochý, distální, diamantová vrstva D25 74: 1.011.2995 / 74A: 1.011.2996



Tvarovací hrot č. 75 | konvexní, meziální, diamantová vrstva D25 75: 1.011.2997 / 75A: 1.011.2998



Tvarovací hrot č. 76 | konvexní, distální, diamantová vrstva D25 76: 1.011.2999 / 76A: 1.011.3000

Šetrné umístění inleji:



Sada hrotů CEM č. 12 | s kulatou plastovou krytkou
12: 0.571.5431 / 12A: 1.006.2021
Nástavec CEM: 0.571.7142

Preparace korunky, ideální kombinace rotačních instrumentů pro preparaci korunky s ultrazvukovými vibračními hroty podobného designu:



Preparace zkosení:
Hrot pro preparaci korunky č. 97 | poloměr, diamantová vrstva D46
97: 1.008.6383 / 97A: 1.008.6384



Preparace ramena:
Hrot pro preparaci korunky č. 98 | plochý, diamantová vrstva D46
98: 1.008.6385 / 98A: 1.008.6386

Hrot pro resekci kořenů

Vyhledání/lokalizace kořenového kanálku. Uspadňuje práci v souvislosti s přípravou retrográdní dutiny:



Retro (retrográdní) hrot č. 56 | extrémně úzký, válcovitý hrot, levý, diamantová vrstva D46 56: 0.571.7322 / 56A: 1.006.2040



Retro hrot č. 57 | extrémně úzký, válcovitý hrot, levý, diamantová vrstva D46 57: 0.571.7332 / 57A: 1.006.2041

Příprava kořenového kanálku, výrazně zjednodušený přístup i u vysoce zakřivených kořenů:



Retro hrot č. 16 | levý, malý válec, diamantová vrstva D64 16: 0.571.5541 / 16A: 1.006.2036



Retro hrot č. 17 | levý, malý válec, diamantová vrstva D64 17: 0.571.5581 / 17A: 1.006.2035

Preparace podříznutí; osově vyrovnaný preparace kořenového kanálku s minimálními kostními defekty:



Retro hrot č. 20 | hruškovitý, malý, levý, diamantová vrstva D64 20: 0.571.5521 / 20A: 1.006.2037



Retro hrot č. 21 | hruškovitý, malý, levý, diamantová vrstva D64
21: 0.571.5561 / 21A: 1.006.2038

Pro kořeny s významně zahnutými apexy směrem bukálním:



Retro hrot č. 55 | diamantová vrstva D46
55: 0.571.7342 / 55A: 1.006.2039

Chirurgie

Chirurgické prodloužení bez vytvoření záhybu k obnově biologické šířky, pro případy zahrnující asymetrické klenutí, bezzubý úsměv nebo ztrátu biologické šířky:



Hrot pro prodloužení korunky 020 č. 90 | malý, rovný, s diamantovým povrchem (D46)
90: 1.011.3001 / 90A: 1.011.3002



Hrot pro prodloužení korunky 020 č. 91 | malý, šikmý, s diamantovým povrchem (D46)
91: 1.011.3003 / 91A: 1.011.3004



Hrot pro prodloužení korunky 020 č. 92 | malý, šikmý, s diamantovým povrchem (D46) 92:
1.011.3005 / 92A: 1.011.3006



Hrot pro prodloužení korunky 030 č. 93 | velký, rovný, s diamantovým povrchem (D46)
93: 1.011.3007 / 93A: 1.011.3008



Hrot pro prodloužení korunky 030 č. 94 | velký, šikmý, s diamantovým povrchem (D46)
94: 1.011.3009 / 94A: 1.011.3010



Hrot pro prodloužení korunky 030 č. 95 | velký, šikmý, s diamantovým povrchem (D46)
95: 1.011.3011 / 95A: 1.011.3012

Oddělení Sharpeyových vláken, prodloužení alveol, odstranění zbytků kořene, jemná extrakce před implantací, rozdělení kosti:



Kostní hrot č. 80 | čtvercový, řezání 80:
1.004.3875 / 80A: 1.006.2006

Důležité informace o číslech materiálů:

XX: Hrot pro SONICflex 2003/2000 (dlouhý závit)

XXA: Hrot pro SONICflex 2008 (krátký závit)

Preparace kostního okna pro sinusový zdvih. U velmi kompaktní kosti, případně rotace a rozdělení kortikální kosti a odstranění zbývající kosti hrotem s diamantovým povrchem:



Kostní hrot č. 81 | kulička, velký, diamantová vrstva D46 81: 1.004.3876 / 81A: 1.006.2008

Odstranění bloků kostí, osteotomie (narušení, rozdělení kosti). S extrémně silnou kortikální kostí, případně rotace a příprava:



Kostní hrot č. 83 | pilový sagitální 83:
1.004.3878 / 83A: 1.006.2012



Kostní hrot č. 84 | pilový osový 84: 1.004.3879 / 84A: 1.006.2014

Kotoučový tvar pro bezpečný přesun Schneiderovy membrány při sinusovém zdvihu:



Kostní hrot č. 85 | tvar sloní nohy 85:
1.006.0645 / 85A: 1.007.1624

Snadná a rychlá odstranění velkého objemu kosti, užitečné zejména pro zvětšení kosti:



Kostní hrot č. 86 | odstraňovač kosti 86:
1.006.0741 / 86A: 1.007.1625

Pro úzké řezy při řezání vazů:



Kostní hrot č. 87 | pilový axiální, vyměnitelné pilové listy, tloušťka pilového listu: 0,15 mm
87: 1.006.1406 / 87A: 1.007.1627
Pilové listy (6 ks): 1.006.1405

Endodoncie

Tvarování přístupové dutiny, odstranění výčnělků:



Endo (endodontický) hrot č. 66 | pupen, velký, diamantová vrstva D46
66: 1.000.5825 / 66A: 1.006.1992

Rozšíření větších kanálků:



Endo hrot č. 67 | kuželový 125°, diamantová vrstva D46 67: 1.000.5822 / 67A: 1.006.1994



Endo hrot č. 68 | kuželový 112°, diamantová vrstva D46 68: 1.000.5823 / 68A: 1.006.1996

Odstranění zbytků z výplní kořenového kanálku:



Endo hrot č. 69 | pupen, malý, diamantová vrstva D46 69: 1.000.5827 / 69A: 1.006.1998

Pro zvláště dlouhé a široké kanálky:



Endo hrot č. 70 | kuželový 117°, diamantová vrstva D25, přední plocha nemá diamantový povrch 70: 1.000.5821 / 70A: 1.006.2000

Pro vypláchnutí kořenového kanálku, pro odstranění úlomků, stěrové vrstvy a zesílení účinku antibakteriálního výplachového roztoku:



Endo čistící sada | úhel 105 nebo 75°, 1x držák č. 96/96A a 6x endodontické čistící jehly 015, 020 a 025:

Sada: 1.006.2045 / Set A: 1.007.1142

Endo čistící držák č. 96

96: 1.008.5163 / 96A: 1.008.5164

Endo čistící jehly (po 6 ks) pro všechny hroty SONICflex:

015 bílá: 1.006.2042

020 žlutá: 1.006.2043

025 červená: 1.006.2044

Příslušenství



Momentový klíč: 1.000.4887



Adaptér pro podávání kapalných léčiv:
1.000.6296, A: 1.006.5966



Sterilizační kazeta pro až 6 hrotů:
0.411.9101



Klíč 0.411.0892